

MENGENAI CARA PAKAI OKSIMETER PULSA

Apa itu Oksimeter Pulsa?

インドネシア語

Alat untuk mengukur saturasi oksigen arteri(SpO₂) dan denyut nadi melalui kulit. Saturasi oksigen(SpO₂)menurun Ketika kemampuan mengambil oksigen ke dalam tubuh menurun akibat penyakit paru-paru atau jantung.

※standar saturasi oksigen (SpO₂) untuk orang sehat adalah 96~99%.

P
E
N
T
I
N
G

Nilai saturasi oksigen (SpO₂)

- Jika 93% atau kurang
- Jika 95% atau 94%, beri jarak beberapa saat lalu ukur kembali beberapa kali, dan jika ada penurunan

Mohon hubungi

Pada siang hari (8:30~17:15) 【Puskesmas ○○ ☎0748—63—6148】

Pada malam hari (waktu selain di atas)·hari libur【119 (Ambulans)】


Cara mengukur



1. Jepit ujung jari Anda seperti jepit baju (masukkan jari Anda dalam-dalam hingga lampu merah yang bersinar di dalamnya mengenai kuku Anda.)
2. Silakan periksa instruksi manual karena ada model yang jika Anda masukkan jari Anda akan menyala dan mulai mengukur secara otomatis dan model yang harus dipencet terlebih dahulu tombolnya.
3. Silakan cek setelah 20 hingga 30 detik, angka saturasi oksigen akan muncul.
4. Jika Anda melepaskan jari Anda, alat ukur akan mati secara otomatis.

Cara melihat tampilan layar

Saturasi oksigen
(SpO₂)



Denyut nadi

Hal yang perlu diperhatikan

- Untuk mengukur dengan keadaan tenang, jangan sampai gerakkan tangan Anda.
- Memungkinkan tidak terukur dengan benar jika tidak ada cukup aliran darah di bagian pengukuran karena ujung jari yang dingin, atau jika transmisi cahaya terhalang oleh kutek.
- SpO₂ menampilkan nilai rata-rata yang diperoleh untung jangka waktu tertentu atau untuk setiap pulsa, maka dari itu baca nilainya 20 hingga 30 detik setelah pulsa stabil, bukan segera setelah dipakai.

Ukur dan catat saturasi oksigen (SpO₂) saat mengukur suhu tubuh, dua kali sehari. Kami akan mengkonfirmasi melalui via telepon saat observasi Kesehatan.

◎pastikan untuk mengembalikannya setelah perawatan medis di rumah selesai. (kirim atau membawa pada siang hari)